

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Test de relargage de l'interféron γ (QUANTIFERON®)

Etiquette

Nom du patient : _____

Prénom du patient : _____

N° de venue : _____

UF demandeur : _____ Tél : _____

PRELEVEMENT :

Date de prélèvement : _____

Heure du prélèvement : _____

Nom du prescripteur : _____ Tél : _____

Nom du préleveur : _____

N° LOT DES TUBES :

Tube mauve (mitogène) : _____

Tube gris (négatif) : _____

Tube vert (Ag TB1) : _____

Tube jaune (Ag TB2) : _____

INDICATION DE LA DEMANDE :

- Investigations autour d'un cas de tuberculose active (à partir de 5 ans)
- Patients infectés par le VIH
- Mise en route d'un traitement anti-TNF alpha
- Mise en route d'un autre traitement immunosuppresseur (préciser : _____)
- Bilan pré-greffe
- Examen d'embauche de professionnels de santé
- Examen des enfants migrants âgés de 5 à 15 ans
- Aide au diagnostic d'une tuberculose active chez l'enfant de moins de 5 ans
- Aide au diagnostic de tuberculose extra-pulmonaire (à discuter avec le biologiste)

Dans un but de réactovigilance, il est impératif que le numéro de lot des tubes utilisés pour le prélèvement figure sur cette fiche.

QUANTIFERON TB-Gold Plus
« Test de relargage de l'interferon »
Protocole à destination des services préleveurs

MATERIEL



Conservation température
ambiante 17-25°C

Le kit contient 4 tubes spécifiques pour prélèvement sanguin et une feuille de renseignements.

Bouchons vert et jaune : Tubes antigènes TB1 et TB2

Bouchon violet : Témoin positif avec mitogène

Bouchon gris : Témoin négatif

METHODE

Prélever 1mL de sang total jusqu'à la marque noire, par ponction veineuse.

Nb1 : le vide est prévu pour 1mL seulement, penser à purger les tubulures si nécessaire.

Nb2 : les tubes se remplissent lentement.

Immédiatement après le prélèvement, agiter les tubes une dizaine de fois pour solubiliser les antigènes fixés sur la paroi.

Le sang devra être en contact de la totalité de la surface des tubes et le prélèvement « mousser ».

Maintenir les tubes à température ambiante jusqu'à l'acheminement au laboratoire (dans la journée impérativement).

Remplir la feuille de renseignements jointe et préciser l'heure exacte de prélèvement.

Pour des raisons inhérentes à la prise en charge analytique du prélèvement, les tubes devront impérativement parvenir au laboratoire du lundi 8h au vendredi 17h.

Pour toute demande particulière, contacter le secrétariat au 45102.