



Instructions d'utilisation



1
Mettre l'échantillon dans la longue poche du sachet



2
Retirer la languette bleue pour exposer la partie adhésive




3
Pour fermer, tirer fermement de chaque côté



4
Insérer la demande d'exams dans la poche extérieure et sous le rabat pour une totale sécurité



5
Pour ouvrir, tirer au niveau de la découpe

Pochette translucide	Pochette Verte	Pochette Orange
<p>Prélèvements à destination de la Plateforme Biologie - Site Cavale Blanche</p> 	<p>Prélèvements à destination des laboratoires/service du Site Morvan</p> 	<p style="text-align: center;"></p> <ul style="list-style-type: none"> • Urgence organisationnelle • Prélèvement pour gazométrie (gaz du sang) 
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Laboratoire d'Hématologie ➤ Département de Biochimie et Pharmacotoxicologie ➤ Département de Bactériologie-Virologie, Hygiène Hospitalière et Parasitologie-Mycologie 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Laboratoire de Cytogénétique et Biologie de la reproduction ➤ Service d'Anatomie et Cytologie Pathologiques ➤ Laboratoire de Génétique moléculaire et histocompatibilité ➤ Laboratoire d'Immunologie et Immunothérapie 	<p>Pochette Rouge</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Urgence vitale</p> 