

Pôle Biologie-Pathologie

Réception centralisée - Plateforme de Biologie

Cadre de santé : 45136 - PH : 45134/45135

Accueil des prélèvements : poste 45155

Secrétariat : poste 45137

Enregistrement : postes 47034 --45154- 41317

Conditions particulières d'acheminement

▪ Prélèvements à 4°C

Utiliser les pochettes isothermes
réfrigérées



- A commander au magasin central
- A identifier au nom du service de soin
- A conserver au congélateur avant utilisation.
- Ces pochettes seront retournées dans le service d'origine

▪ Recherche de cryoglobulines

❖ Acheminer à 37°C

❖ Utiliser impérativement les blocs chauffants du service de soins ou du centre de prélèvement pour acheminer le prélèvement à la réception centralisée par **portage manuel**

▪ Prélèvements volumineux



Acheminement par **portage manuel** à la réception centralisée

!! ATTENTION !!

▪ Prélèvements pour les laboratoires d'anatomo-pathologie :

acheminement **directement** au laboratoire d'anatomo-pathologie

▪ Prélèvements pour l'EFS (Etablissement Français du Sang)

acheminement **directement** à l'EFS